

安全データシート (SDS)

1. 化学物質等および会社情報

製品名 : HI 93730B-0 モリブデン測定用試薬 B

品 番 : HI 93730-01 (100 回分) および HI 93730-03 (300 回分)

製造者 : Hanna Instruments, Inc.

会社名 : ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

住 所 : 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 エム・ベイポイント幕張 14F

担 当 : 営業課

電 話 : 043-216-2601

F A X : 043-216-2602

E-mail : sales@hanna.co.jp

2. 危険有害性の要約

製品の GHS 分類、ラベル要素

GHS 分類

酸化固体 : 区分 3

急性毒性 : 区分 4

眼の刺激 : 区分 2

皮膚の刺激 : 区分 2

特定標的臓器毒性 - 一回暴露 : 区分 3

呼吸器感作 : 区分 1

皮膚感作 : 区分 1

※ 記載の無い GHS 分類区分については分類対象外、区分外となります。

注意喚起語 : 危険

絵文字 :



危険情報：酸化剤により火を強める。

飲み込むと有害。

目に強い刺激があります。

皮膚に刺激があります。

呼吸に刺激があります。

吸入すると、アレルギーや喘息の症状や呼吸困難を引き起こすことがある。

アレルギーの皮膚を引き起こす可能性があります。

予防情報：熱から遠ざける。

衣類や可燃物から離して保管してください。

ガスやほこりなどを吸い込まないように注意してください。

適切な保護具（手袋、着衣、ゴーグル）を用いる。

3. 組成および成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合製品（粉末）

化学名： ペルオキシ二硫酸カリウム

含有量： 50%～100%

CAS No. : 7727-21-1

4. 応急措置

吸入した場合：換気をする。もしも被験者が呼吸を停止した場合は人工呼吸を行う。

すぐに医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合：付着した衣服を脱ぐ。すぐにシャワーで洗い流す。付着した衣

服は洗濯した後で着用する。

目に入った場合：コンタクトレンズを着用している場合は取り除く。瞼を開き多量の

水ですぐに15分以上洗い流す。不快感がある場合は医師の診察を

受ける。

飲み込んだ場合：すぐに医師の診察を受ける。吐かせようとしない。医師の指示の基

に措置を行う事。

5. 火災時の措置

消火剤：二酸化炭素、粉末消火剤、水スプレー、

特有の危険有害性：燃焼物を吸入しない。

消火を行う者の保護：消火に当たっては保護具を使用し、危険な場所に留まらない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：粉末に水を噴霧して粉塵の発生を防ぐ接触を避ける。皮膚、眼、衣服への付着を防ぐ。

環境に対する注意事項：下水道、地表水、地下水に漏洩しないようにする。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱上の注意：環境への漏洩を避ける。眼や皮膚への接触を避ける。粉末や埃などを吸い込まない。使用中の飲食、喫煙はしない。使用後は手を洗う。

保管上の注意：常温（15～25℃）で保管する。

直射日光をさけ、湿度の高いところに保管しない。

決められた人のみが取り扱うようにする。

8. 暴露防止および保護措置

設備対策：該当情報なし

管理濃度：該当情報なし

許容濃度：該当情報なし

呼吸器の保護具：防塵マスク

目の保護具：安全ゴーグル

皮膚および身体の保護具：不浸透性保護具、保護手袋

9. 物理的および化学的性質

外観：白い粉末

臭い：無臭

比重（密度）：データなし

融点：データなし

沸点：データなし

溶解性：可溶

pH：5.2~5.5（@10g/Lの水溶液）

10. 安定性および反応性

避けるべき条件：該当情報なし

避けるべき物質：該当情報なし

危険有害反応可能性：該当情報なし

安定度：良好

11. 有害性情報

急性毒性：

ペルオキシ二硫酸カリウム

経口：	ラット	LD50	742mg/kg
吸入：	ラット	LC50	5.1mg/l/4h 以上

経皮：	皮膚に刺激あり
吸入：	該当情報なし
皮膚腐食性・刺激性：	該当情報なし
目に対する重篤な損傷・刺激性：	眼に深刻な損傷の恐れあり
呼吸器感受性または皮膚感受性：	該当情報なし
生殖細胞変異原性：	該当情報なし
発癌性：	該当情報なし
生殖毒性：	該当情報なし
特定標的臓器・全身毒性：	該当情報なし
吸引性呼吸器有害性：	該当情報なし

12. 環境影響情報

自然環境に漏洩しないようにする。

13. 廃棄上の注意

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って廃棄する。
または廃棄専門業者に委託すること。

14. 輸送上の注意

運搬時には転倒、落下、損傷がないようしっかりと積み込む。

国連分類：5.1 等級：Ⅲ

国連番号：1492 国内規制：該当情報なし

15. 適用法令

毒物および劇物取締法：非該当

労働安全衛生法：

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物 ペルオキシ二硫酸カリウム (別表第9の528)

名称通知危険/有害物 ペルオキシ二硫酸カリウム (別表第9の528)

別表第1 危険物 (第1条、第6条、第15条関係)

危険物・酸化性の物 ペルオキシ二硫酸カリウム

化学物質管理促進法 (PRTR 法)：

第1種指定化学物質：ペルオキシ二硫酸カリウム (1-395)

消防法：非該当

16. その他の情報

記載内容の取扱い

この製品安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅している物ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。また含有量、物理・化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。