

安全データシート (SDS)

1. 化学物質等および会社情報

製品名：六価クロム（HR）測定器用標準液 B

品 番：HI 96723-11

製造者：Hanna Instruments, Inc.

会社名：ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社

住 所：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-6 エム・ベイポイント幕張 14F

担 当：営業課

電 話：043-216-2601

F A X：043-216-2602

E-mail：sales@hanna.co.jp

2. 危険有害性の要約

製品の GHS 分類、ラベル要素

GHS 分類

金属腐食性：区分 1

発癌性：区分 1B

生殖細胞変異原性：区分 2

生殖毒性：区分 1B

皮膚腐食性：区分 1B

眼刺激性：区分 2

呼吸器感作性：区分 1

皮膚感作性：区分 1

※ 記載の無い GHS 分類区分については分類対象外、区分外となります。

注意喚起語：危険

絵文字：



危険情報：金属に対して腐食性があります。
吸入すると発癌の恐れがあります。
遺伝子障害を引き起こす恐れがあります。
生殖能へ悪影響を及ぼす恐れがあります。
皮膚に対して重大なやけど、目に対して損傷を起こす恐れがあります。
吸入した場合、アレルギー、喘息、呼吸困難の恐れがあります。
皮膚に対してアレルギー反応を起こす恐れがあります。
水生生物に有害で、長期的な悪影響を及ぼす恐れがあります。

予防情報：蒸気や煙を吸わないように注意する。
自然環境の中に廃棄しないでください。
適切な保護具（手袋、着衣、ゴーグル）を用いる。
暴露またはその懸念がある場合は医師の診断、手当てを受けること。

3. 組成および成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合製品（液体）

| | | |
|----------|---------------|-----------|
| 化学名： | 塩化コバルト（Ⅱ）六水和物 | 塩酸 |
| 含有量： | 2.5%未満 | 3%未満 |
| CAS No.： | 7646-79-9 | 7647-01-0 |

4. 応急措置

吸入した場合：換気をする。すぐに医師の診察を受ける。
皮膚に付着した場合：多量の水で洗い流す。すぐに付着した衣服を脱ぐ。医師の診察を受ける。
目に入った場合：まぶたを手で開け、すぐに多量の水で30～60分間洗い流す。医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合：多量の水を飲ませる。医師の診察を受ける。指示なしには吐かせようとしない。

5. 火災時の措置

消火剤：水スプレー、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素

特有の危険有害性：不燃性。火災の場合毒性の煙霧（塩化水素ガス）を発生する恐れがある。

消火を行う者の保護：消火に当たっては保護具を使用し、危険な場所に留まらない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：蒸気や煙を吸わないように注意する。接触を避ける。室内では換気をする。

環境に対する注意事項：下水道および河川、地下水に漏洩しないようにする。

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱上の注意：蒸気、ガス等を避け、吸入しないようにする。使用後は手を洗う。

保管上の注意：常温（15～25℃）で保管する。

直射日光をさけ、湿度の高いところに保管しない。

蓋をしっかりと締める。

決められた人のみが取り扱うようにする。

8. 暴露防止および保護措置

設備対策：該当情報なし

管理濃度：該当情報なし

許容濃度：該当情報なし

呼吸器の保護具：防塵マスク

目の保護具：安全ゴーグル

皮膚および身体の保護具：不浸透性保護具、保護手袋

9. 物理的および化学的性質

外観：赤色の液体

臭い：無臭

比重（密度）：1.0g/cm³以下（@20°C）

引火点：60°C以上

融点：データなし

沸点：データなし

溶解性：可溶

pH：0.5

10. 安定性および反応性

避けるべき条件：高温、低温

避けるべき物質：金属（水素ガスを生成）

危険有害反応可能性：該当情報なし

安定度：良好

11. 有害性情報

塩化コバルト（Ⅱ）

急性毒性：

| | | |
|-----------------|---------------|----------|
| 経口： | ラット LD50 | 766mg/kg |
| 皮膚腐食性・刺激性： | 腐食性あり | |
| 目に対する重篤な損傷・刺激性： | 強い刺激性あり | |
| 呼吸器感作性または皮膚感作性： | 皮膚に敏感 | |
| 生殖細胞変異原性： | 遺伝子障害を起こす恐れあり | |
| 発癌性： | 恐れあり | |
| 生殖毒性： | 損傷を及ぼす恐れあり | |
| 特定標的臓器・全身毒性： | 該当情報なし | |
| 吸引性呼吸器有害性： | 該当情報なし | |

12. 環境影響情報

水生生物に有害で、長期的な悪影響を及ぼす恐れがあります。

13. 廃棄上の注意

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」に従って廃棄する。
または廃棄専門業者に委託すること。

14. 輸送上の注意

運搬時には転倒、落下、損傷がないようしっかりと積み込む。

国連分類：9

国連番号：3082

容器等級：Ⅲ

国内規制：該当情報なし

15. 適用法令

毒物および劇物取締法：非該当

労働安全衛生法：特定化学物質 第2類 管理第2類

化学物質管理促進法（PRTR法）：第1種指定化学物質 1-132（塩化コバルトⅡ）

消防法：非該当

16. その他の情報

記載内容の取扱い

この製品安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅している物ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。また含有量、物理・化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。